



# Estableciendo Lenguaje en Acción: Apoyos de Familia e Intervención Temprana para Bebés Sordos o Hipoacúsicos

## Accesorios para Audífonos

Estos aparatos le ayudaran a asegurar que el audífono esté funcionando correctamente.

### Estetoscopio para Audífonos



Este aparato se utiliza para escuchar el audífono y asegurarse de que está funcionando bien. El extremo del tubo tiene un accesorio especial para la inserción en la punta de la prótesis auditiva.

### Probador de Batería



Este aparato se utiliza para determinar si una batería tiene toda la carga y si necesita ser reemplazada. Está diseñado para baterías

“botón.” El mejor tipo de probador es uno que tiene un indicador de aguja que señala el estado de la batería. (El tipo de probador con luces que se encienden cuando la batería está bien, no es el preferido, ya que la luz puede romperse y dar lecturas inválidas.)

### Pera Sopladora de Aire



Este aparato elimina la humedad de la prótesis

## MÓDULO TRES

Audífonos: Conceptos Básicos

**Charlotte Mullen, AuD,**  
**Boston Children's Hospital**  
**Deaf and Hard of Hearing Program,**  
**with Lynne Graham-O'Brien, AuD,**  
**and Sydney Bednarz, BS**

auditiva y tubos. El soplador está diseñado específicamente para prótesis auditivas y tiene una punta fina que se inserta en el tubo de la prótesis auditiva. Una bombilla nasal infantil también puede ser utilizada.



### Dri-Aid Kit

Este kit consiste de un pequeño recipiente con cristales de gel de sílice diseñados para eliminar la humedad del audífono y de la prótesis auditiva. El uso regular del Dri-Aid kit puede disminuir la necesidad de reparación del audífono y puede alargar la vida del mismo. Los cristales de gel de sílice son típicamente reusables.

### Para Recursos Adicionales

Para mayores datos e información, así como recursos adicionales consulte el video del Módulo 3. También, visite nuestros sitios web: [www.bostonchildrenshospital.org/dhhp](http://www.bostonchildrenshospital.org/dhhp) y <http://clerccenter.gallaudet.edu>.